

**PRIMA SEQUENZA**

***Procedura per esecuzione Immunofissazione su siero***

- |   |   |
|---|---|
| A | Depositare fissatore ed antisieri su relative corsie di migrazione                                      |
| B | Preparare campioni da esaminare e relative lastre di gel di agarosio secondo indicazioni della metodica |
| C | Asciugare   |
| D | Eeguire migrazione elettroforetica  |
| E | Depositare i campioni sul gel di agarosio   |
| F | Asportare eccesso fissatore ed antisieri e successivamente essiccare il gel                             |
| G | Applicare maschera con corsie su lastrina di gel  |
| H | Colorare con colorante Cristal Violet   |
| I | Decolorare più volte con soluzione di citrato   |
| J | Lavare lastrina per eliminare rimanenza di antisieri e fissatore  |